

みらい市

mirai-ichi

5台
限定

健やかな暮らしは、自分らしい身体と心から生まれる



アプリモード
搭載

リラクゼーション マッサージチェア H22
SKS-H7200


医療機器認証番号:304ABBZX00024000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

メーカー希望小売価格 ~~880,000円(税込)~~

特別価格 **492,800円(税込)**



AI分析によるマッサージケア



AIがユーザーの筋肉の状態を分析し、最適なマッサージで全身をほぐします。

ユーザーカスタマイズモード



※2名分登録可能

ユーザーの肩位置、背すじラインなど自分好みのマッサージにカスタマイズ登録。

豊富なコースメニュー



コース **39種類**

自動コース 24種類

部位集中技 15種類

Bluetooth®対応スピーカー

包み込むような
音響空間を
実現



エアマッサージ

ダブルヒーター

足裏つかみ指圧

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

新商品

心まで解きほぐす、プレミアムケア体験



ホワイト
(WH)

ソリューションプレミアム マッサージチェア H24
RM-830

医療機器認証番号:306AHBZX00041000 (家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)

メーカー希望小売価格 ~~880,000円(税込)~~

お問合せください!!



からだを解きほぐし、心をクリアに整える時間

操作しやすい



大型8インチ
タッチパネル

迷わない



疲労度・目的・履歴
から選べる

自分好みにカスタマイズ



ユーザーカスタマイズ
モード(最大2名分)

フジ医療器のAI技術



AIダブルセンシング+

5D-AIメカPLUS

高機能
エアー
システム



足裏
つかみ指圧



ストレッチ機能

ダブルヒーター

トータルリラクゼーション

豊富なラインナップでお待ちしております

水を賢く選んで健康なカラダと、安心の暮らしを。



★高効率ダブル電解槽
採用でしっかり電解！

トレビ水素プラス アルカリイオン整水器S2 PFOS及びPFOA除去可能 FWH-10000

医療機器認証番号:231AKBZX00005000(連続式電解水生成器・管理医療機器)

メーカー希望小売価格 ~~308,000円(税込)~~

▶ **お問合せください!!**



※本チラシでは生成される水の名称として、「アルカリイオン水」「酸性水」を使用しています。これらはJIS T 2004(家庭用電解水生成器)で用いられる「アルカリ性電解水」「酸性電解水」に相当します。※1 溶存水素計 奥亜ディーケーケー製DH-35Aによる測定値。溶存水素濃度は水質によってばらつくことがあります。他の測定器では異なる数値が表示されることがあります。※2 JIS規格指定17物質※3 遊離残留酸素 ※4 遊離残留酸素 ※5 ハロゲン ※6 カドミウム ※7 プロピルメルカプタン ※8 ジブチルメルカプタン ※9 アリルメルカプタン ※10 フェニルメルカプタン ※11 トリクロロエチレン ※12 CAT(炭素) ※13 AMB(カビ臭) ※14 溶解性鉛 ※15 ジェイロミン ※16 陰イオン界面活性剤 ※17 フェノール類 ※18 ベンゼン ※19 シス-trans-1,2ジクロロエチレン ※20 浄水器協会自主規格3物質 ※21 脂質(脂肪酸) ※22 アルミニウム(中性) ※23 PFOS及びPFOA

選べる水 11種類 浄水・酸性水・衛生水・アルカリイオン水(8種類)

浄水

ミルク・薬を飲む水

酸性水

肌にやさしい水

アルカリイオン水

お料理に最適な水

衛生水

洗浄除菌できる水

アルカリイオン水の使用目的、または効果
胃腸症状の改善に働きかけます。

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。



水素 たっぷり 溶存水素濃度 最大 **1300ppb**※1


きちんと 浄水 **17+3**物質除去
JIS規格指定17物質
+浄水器協会自主規格3物質

プロフェッショナルな現場で支持されているH2RICHシリーズ

プロが認めた高純度水素 水素ガス吸入器

H2RICH 750+ 水素リッチ750プラス

99.995%の高純度水素生成
固体水素プロトン交換膜方式



純水電解で
1分間に500ccの水素ガス生成

1分間に750ccの水素ガスと
酸素の同時吸入も可能

高純度水素
999,950ppm
水素純度%表示:99.995%

メーカー希望小売価格 ~~1,647,800円(税込)~~

▶ **お問合せください!!**

仕様 型番:OY-FF70-B 本体サイズ:幅330×奥行250×高さ353mm 製品重量:8kg
気体流量:500cc±10%/min 電源:AC100V 50~60Hz 消費電力:235W
製造元:株式会社フジファインズ 販売元:株式会社フジ医療器

「本物の水素」をたっぷりと 水素ガス吸入器

H2RICH 180L 水素リッチ180エル

長時間連続使用モード **8時間**
+夜間モードも搭載!



高純度水素 **999,950ppm**
水素純度%表示:99.995%

毎分120ccの
水素ガス発生量

個体水素プロトン
交換膜方式

(1分間の生成量)
120cc&60cc
180cc

業界
最高水準の
高純度水素
各種エビデンス取得済

メーカー希望小売価格 ~~473,000円(税込)~~

▶ **お問合せください!!**

仕様 型番:OY-FF120-SV1-1 本体サイズ:幅142×高さ120×高さ203mm 製品重量:1.1kg
気体流量:120cc±10%/min 電源:AC100V~240V 50/60Hz 消費電力:60W
使用する水:精製水 製造元:株式会社フジファインズ 販売元:株式会社フジ医療器

※本品は医療機器ではありません。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは...

暮らしを豊かにする健康と癒やしの提案

DENBA 空間電位発生装置 空間と眠りの新しい提案

チャージタイプ
(Charge Type)

出力電圧 1700V



マット 大(1,200×1,200mm)×1枚
マット1枚接続可能(接続コード2本入り)



足の疲れに、極上の癒やし 株式会社メルシー



ゲンジュ
GENJU Merci

自動コース、強弱調節、ヒーター機能

自宅で手軽にEMSTトレーニング 株式会社ヤマト



「PULSE Trainer」

3つのモード:スクワット、ウォーキング、インターバル



癒やしと健康を、あなたに



健康とリラクゼーションのトータルプロデュース

深層筋リラクゼーション

D.CORE 2

Deep Core

深層筋へ届く、
新発想のマッサージチェア
DC-200J(W)



指圧ストリッピング
技法



全身ストレッチ
機能

3D



3D

3Dメカ&
お尻までケア

ふくらはぎ
メカ&エア

大型液晶
リモコン搭載

13種類の自動コース。
極上の心地よさを実現。
医療機器認証取得。

展示合限定モデル

BK-W / CW-W



BK-W



CW-W

毎日の水素習慣

FLAIR
mini
mini

FLAIR miniで水素ケアの
新しいスタンダードを。



水素吸入は毎日がおすすめ。
いつでもどこでも。



自宅でリラックスタイムに



オフィスワークの合間に



移動中の車内で

ポータブルケア

手軽にケア。パワフルにリフレッシュ。

D DOCTORAIR




ボディケアガンで
全身リフレッシュ。

- ・超軽量&コンパクト
- ・強力な振動
- ・4つのアタッチメント



Colantotté

磁気ネックレスで
コリと血行を改善。



- ・磁気の力で筋肉の
コリを緩和
- ・血行促進



後日出張採寸もできます!
秋冬生地が続々入荷中!

コートもオーダーできます♪
カシミア・ウールどちらも可

その他にもレザーライダースジャケットや
最近弊社で大人気シフになりづらいセットアップも
ございます!! 全てオーダーになります♪
是非ご相談ください!



某ハイブランドさんと提携している
皮屋さんからクロコダイルの皮を
仕入れて作るミニトートバッグ。
表の皮の色を選択し、中と金具の色を
決めてオーダーになります。
納期は2ヶ月ほどになります。
↓小物も同様にオーダーできます。



lintage_2



SUIT STYLE LUCIANO

WATCH & JEWELRY

HIROBATA



GRAND SEIKO, HUBLOT,をはじめとする国内外人気ブランド腕時計と、
厳選されたジュエリーをご用意して皆様のご来場をお待ちしております。
ぜひお立ち寄りください。

みらい市

mirai-ichi

La·goon

La·goon

☐ Pierce ☐ Earring ☐ Other

earring
pierce
accessories

物産コーナー
ポイント交換所付近にて販売

こんなお悩み、ありませんか？



朝スッキリ起きたい…



集中力を高めたい



ベストな状態を維持したい



疲れを翌日に残したくない



着るだけで、
コンディションをサポートする。

毎日のコンディションをサポートするチューニングウェア

まずは**30秒**で体感してください／

睡眠・疲労・集中力

- ✓ 朝スッキリ起きたい
- ✓ ベストな状態を維持したい
- ✓ 集中力を高めたい
- ✓ 疲れを翌日に残したくない



公式サイトは
こちら▶▶▶



睡眠ケア


日々の疲れをリセットが
身体を深いへとします。

Zzz



疲労回復 (ストレッチ)

独自のテクリジートが、
身体をチューニングします。



集中力アップ



30代特性：
朝日目覚めが全然違う！
集中力が上がり、仕事が、
手放せません。

まずは**30秒**で体感してください／

着るだけ

全身サポート

血流促進

特許取得

※日本国特許庁にて特許第6408143号 取得



 **RELIVE**

20270131



株式会社三ツ輪ビジネスソリューションズ



221-0022 横浜市神奈川区守屋町2-6
お問い合わせ 080-3451-3870 (担当 佐々木)

さまざまな浮遊アレル物質を除去

シリコンバレー発^{※1} 世界最強レベルの空気清浄機

Airdog

全国15,000カ所以上の 医療施設で導入^{※2}

米国FDA取得



0.0146 μ mの微細粒子まで除去^{※3}

髪の毛
70 μ m

花粉
30 μ m

細菌
5 μ m

PM2.5
2.5 μ m

ウイルス
0.1 μ m

エアドッグ除去可能
0.0146 μ m



一般的なウイルスの大きさです

ウイルスの6分の1の大きさ

アレル物質	・浮遊花粉アレル物質	99.6%除去 ^{※4}
	・浮遊ダニアレル物質	99.9%除去 ^{※5}
	・浮遊ペットアレル物質	99.9%除去 ^{※6}
微粒子	・浮遊ウイルス	99.9%除去 ^{※7}
	・PM2.5	99.9%除去 ^{※8}

※密閉された試験空間における結果であり、実使用空間における実証結果ではありません。使用環境、お部屋の条件により効果は異なります

※1 開発:アメリカ/製造:中国 ※2 2025年3月末時点シリーズ累計(販売会社調べ) ※3 National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment【試験方法】30m³の試験空間で、Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験対象】粒子状物質(14.6nm, 51.4nm, 101.8nm)【試験結果】0.0146 μ mの粒子を42分で99.9%以上除去 ※4【試験機関】暮らしの科学研究所【試験方法】30m³の試験空間で、Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験対象】1種類の浮遊した花粉アレル物質【風量】1.4【試験結果】30分で99.6%除去 ※5【試験機関】暮らしの科学研究所【試験方法】30m³の試験空間で、Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験対象】浮遊ダニアレル物質【風量】1.4【試験結果】30分で99.9%除去 ※6【試験機関】暮らしの科学研究所【試験方法】30m³の試験空間で、Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験対象】浮遊ペットアレル物質【風量】1.4【試験結果】30分で99.9%除去 ※7【試験機関】北里環境科学センター【試験方法】25m³の試験空間で、日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験に基づき浮遊ウイルスの除去試験を実施【試験対象】浮遊した1種類のウイルス【風量】1.4【試験結果】29分で99.9%除去 ※8【試験機関】SGS【試験方法】約8m³の試験空間で、Airdog稼働時の除去効率と自然減衰率を比較【試験対象】微粒子(PM2.5)【試験結果】1時間で99.9%除去 ※X5sを用いた試験結果です、X50とX5sの空気清浄能力は同等となります



株式会社三ツ輪ビジネスソリューションズ



221-0022 横浜市神奈川区守屋町2-6

お問い合わせ 080-3451-3870 (担当 佐々木)

イチゴに感じる芳醇な トマト飲料

白ワインがお手本の リフレッシュ青汁



トマトボーテ
TB68

トマトボーテ
TB68

フルーツ青汁ボーテ
AB68

生食用のトマトと比べて、リコピン量約3～5倍の高リコピントマトを使用。忙しい現代人におすすめのアミノ酸GABAを1本で44mg摂取できます。また、ほとんど市場に出回らない貴重な早摘みの高ポリフェノールリンゴを配合しました。

3ケース(60本)セット特別価格

12%OFF **¥19,818**

送料無料 (税込価格 ¥18,350)

+ さらに **8本プレゼント!!**

数量限定販売!!



しぼりたての生乳のような
ミルクの香り広がるクリームを、
卵風味の生地で「ひと巻き」に
包んだ
“クリームを味わう”ロールケーキ。
保冷バッグ付き。

堂島ロール
DOJIMA ROLL

1本 **22P**

新デザイン!!お楽しみ袋(ラムネコ) 数量限定販売



※袋画像はイメージです。

創業以来変わらぬ美味しさ

168時間熟成
博多やまや
辛子明太子



株式会社
河京
KAWAKYO

株式
会社

河京の喜多方ラーメン

大人気！河京の定番喜多方ラーメン！



喜多方ラーメン4食
醤油・みそ
1,000円(税込)

内容量:1.00g/内量10g
創業以来で喜多方ラーメン、醤油・みそ
使用けなしの定番です。



具付喜多方醤油ラーメン
4食・2食
2,000円/1,000円(税込)

内容量:2,000p/100g/内量100g
ポイント:10p
内容量:河京の定番冬の喜多方ラーメン版、
さとり喜多方醤油スーメン



喜多方つけ麺醤油4食
1,000円(税込)

内容量:1.00g/内量:65kg
喜多方つけ麺醤油4食・4メン、
醤油内量なし



極太メンマ×3
1,000円(税込)

内容量は極太性の極め方チーメンスも滋味
き人×ことがお濃は誤りです。



2億食突破!

おかげさまで、
ご億り食突破します。

おかげさまで、
ございます!!



株式会社 河京

みらい市

mirai-ichi

景品コーナー
ポイント交換一覧



2026年9月11日(金)

グランキューブ大阪

6P



10P



14P



15P




20P



30P



50P



100P



150P




200P



250P



300P



500P

